

# BARRIER® EasyWarm®

Aktivt selvvarmende teppe til engangsbruk



Barrier® EasyWarm® teppet når brukstemperatur innen 30 minutter, og opprettholder en gjennomsnittstemperatur på 40° C i opptil 10 timer.

- Bruk før, under og etter operasjon for effektiv forebygging av hypotermi
- Teppet begynner og varmes med en gang det tas ut av emballasjen
- Fungerer uten tilleggsutstyr eller strømtilkobling

## Bruksanvisning



**1.** Riv opp pakken ved hjelp av fliken i øvre venstre hjørne. Ta teppet ut av emballasjen slik at BARRIER® EasyWarm® eksponeres for luft og dermed starter varmeprosessen.



**2.** Åpne og fold ut BARRIER EasyWarm helt, unngå å legge teppet dobbelt. Når teppet eksponeres for luft når det gjennomsnittlig brukstemperatur på ca. 40° C innen 30 minutter, som opprettholdes i opptil 10 timer.



**3.** Plasser BARRIER EasyWarm med varmeputene opp. Det skal ikke legges ekstra vekt på varmeputene.



**4.** Under den pre- og postoperative periode, og under kirurgiske inngrep i hender, armer og hode, plasseres BARRIER EasyWarm over hele kroppen.



**5.** Ved kirurgiske inngrep i nedre del av abdomen eller underekstremiteter legges BARRIER EasyWarm på overkropp og overekstremitetene, med utskjæringen i teppet i hodehøyde.



**6.** Ved kirurgiske inngrep i øvre del av kroppen legges BARRIER EasyWarm over nedre del av kroppen.

## Generell informasjon

- Skal håndteres under tilsyn av helsepersonell.
- Legges på med varmeputene vendt opp. Teppet må ikke legges dobbelt.
- Unngå å legge ekstra vekt, inkludert medisinsk utstyr, eller press på teppet. Pasientens hender, armer og ben bør ikke plasseres oppå teppet under anestesi.
- Overvåk kontinuerlig hudreaksjoner i henhold til klinisk praksis.
- Skal kun brukes på voksne pasienter.

## Forholdsregler

- Teppet skal ikke brukes på pasienter med alvorlig nedsatt perifer sirkulasjon (inkludert huden).
- Teppet må ikke brukes i et oksygenrikt miljø, som trykkammerbehandling. Varmeputene skal ikke komme i kontakt med oksygenbasert behandling eller apparater.
- Varmeputene er magnetiske og ikke strålegjennomtrengelige, teppet skal derfor fjernes fra pasienten ved røntgen eller MR, for å unngå forstyrrelser med annet medisinsk utstyr.

## BARRIER® EasyWarm® aktivt selv-varmende teppe

| Art.nr. | Produkt   | Materiale  | Emballasje   | Kartong |
|---------|---|--|--|---------|
| 629900  | 12 luftaktiverte varmeputer (13cmX10cm) integrert i lommer i det øvre laget. Teppets mål er 152cmX92cm. | Flere lag SMS (polypropylen). Lagene og lommene er sydd sammen med polyester/bomullstråd. Varmeputene er laget av luftgjennomtrengelige poser som inneholder aktivt kull, leire, salt, vann og jernpulver. | Vakuumpakket i en polymerpose. Polymerposene er pakket i bobleplast og transportkartong. | 10 stk  |

Finne ut mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Tlf: 22 70 63 70  
Navnene Mölnlycke, BARRIER og EasyWarm og de respektive logoene er registrert globalt til ett eller flere av selskapene i Mölnlycke Health Care Gruppen. ©2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU0421805

  
**Mölnlycke®**