

# Mefix®

## Selvheftende fiksering

Forhåndsoppmålt beskyttelsespapir gjør det enkelt å klippe til ønsket lengde

Perforert splitt i beskyttelsespapiret for enkel applisering



Hudvennlig, vannbasert og løsemiddelfritt polyakrylatlim for sikker og skånsom fiksering

Myk, elastisk ikke-absorberende nonwoven for pasientkomfort

Mefix er den ideelle fiksering for bandasjer, kateter og slanger.  
Den gir en sikker og skånsom fiksering.

Mefix®

  
Mölnlycke®

## Hvordan bruke Mefix



1. Klipp til ønsket størrelse.



2. Trekk de to delene av beskyttelses-papiret fra hverandre og fjern den smaleste delen.



3. Appliser fikseringen og fjern resten av beskyttelses-papiret. Tilpass fikseringen skånsomt med hånden for å oppnå optimal heftefunksjon. Ikke strekk Mefix ved applisering.

## Slik fungerer Mefix

Den porøse strukturen i nonwovenmaterialet gjør at luft og vann slippes igjennom. Materialet er tøyelig, former seg etter kroppen og gjør at pasienten kan bevege seg. Materialet er ikke-absorberende og lager en barriere mot blod- og væskegjennomtrengning. Det vannbaserte polyakrylatlimet er skånsomt mot huden, men gir likevel en sikker fiksering. Beskyttelses-papiret er forhåndsoppmålt i 10 cm-intervaller, og har en perforert splitt. Mefix kan enkelt klippes til ønsket fasong og størrelse.

## Fordeler med Mefix

- Hudvennlig, vannbasert og løsemiddelfritt lim
- Forhåndsoppmålt beskyttelses-papir for enkelt å klippe til ønsket lengde
- Former seg etter kroppen
- Luftgjennomslippelig

Mefix er tilgjengelig i usterile ruller på 10 og 2,5 meter i dispensereskler

Art.nr.	Bredde i cm	Antall per kartong
<b>10 meters ruller</b>		
310250	2,5	40
310500	5	40
311000	10	20
311500	15	22
312000	20	10
313000	30	12
<b>2,5 meters ruller</b>		
310570	5	30
311070	10	30
311570	15	20



For mer informasjon, se [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70  
The Mölnlycke Health Care and Mefix name and logo are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.  
© 2018 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved.

  
**Mölnlycke®**