

Tubifast® garments med TwoWay Stretch® teknologi

Bruksklare plagg

SoftSeam-teknologi®
reduserer irritasjon ved
sensitiv hud¹



- Praktisk, rask og enkel måte å bruke tørr og våt "wrapping" på²⁻⁵ uten nåler, tape eller lignende¹
- Størrelser tilgjengelig for barn fra 6 måneder til 14 år²⁻⁴
- Konstruksjonen med two-way stretch gir full bevegelsesfrihet¹
- Komfortabel å bruke under nattøy og vanlige klær¹

Tubifast® garments med TwoWay Stretch® teknologi er et sortiment med bruksklare¹ plagg som brukes til våt eller tørr "wrapping"³⁻⁵ og fiksering av bandasjer⁵.

Hvordan fungerer Tubifast® garments med TwoWay Stretch® teknologi

Klar-til-bruk¹ Tubifast® garments med TwoWay Stretch® teknologi for fiksering av bandasjer⁵ og for tørr og våt "wrapping"²⁻⁵, tilgjengelig i trøyer, trøye med integrerte votter (6-24 mnd), leggings, strømpebukse, sokker og hansker. For barn fra seks måneder og oppover.

Uten tape, nåler eller bånd², er Tubifast garments med TwoWay Stretch teknologi¹ enkel å ta på⁵, og tillater full bevegelsesfrihet. Behagelig å ha på under nattøy og vanlige klær¹, og bidrar til å fremme aktive dager og rolige netter.

Fordeler med Tubifast Garments med TwoWay Stretch teknologi

- Flate sømmer for å hindre irritasjon av sensitiv hud¹
- Praktisk for "wrapping"²⁻⁵
- Komfortabel å bruke under nattøy og vanlige klær¹
- Bevegelsesfrihet¹
- Tilgjengelig i trøyer, trøye med votter, leggings, strømpebukse, sokker og hansker.

Materiale

Viskose, elastan og polyamid

Vaskeinstruks



VIKTIG INFORMASJON: Det anbefales at Tubifast garment med TwoWay Stretch teknologi brukes i riktig størrelse, tilpasset alder. Hvis du er i tvil om størrelse, velg en større størrelse, for eksempel om barnet bruker bleie under bekleddingen.

Referanser: 1. Mölnlycke Health Care. Data on file. 2. Choi J-W, Kang M-J, Lew B-L, Sim W-Y. Efficacy and utility of wet wrap dressing for patients with pediatric atopic dermatitis. Journal of the American Academy of Dermatology. 2018;79(3):AB122. 3. He H, Koh MJA, Lee HY, Ang SB. Pilot study of a customized nanotextile wet garment treatment on moderate and severe atopic dermatitis: A randomized clinical trial. Pediatric Dermatology. 2019. 4. Hon KLE, Wong KY, Cheung LK, Ha G, Lam MCA, Leung TF, et al. Efficacy and problems associated with using a wet-wrap garment for children with severe atopic dermatitis. Journal of Dermatological Treatment. 2007;18(5):301-5. 5. Cross-sectional observational study report Epidermolysis Bullosa. PD-566181 Rev 01. 2019.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Tlf: 22 70 63 70. The Mölnlycke Tubifast, SoftSeam Technology, Patch Wrap and Epaderm trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC0802005

Bruksområder

Våt "wrapping" er en prosedyre som brukes ved behandling av atopisk eksem og involverer bruken av en mykgjørende krem eller salve under bekleddingen. En mykgjørende krem påføres det berørte området og blir deretter dekket med Tubifast garments eller Tubifast® tubulær bandasje trukket med vann. Kombinasjonen krem og våt bekledding holder huden fuktig og bidrar til å redusere inflammasjon.

Den fuktige Tubifast garment med TwoWay Stretch teknologi eller bandasjen fungerer også som et støttelag slik at den mykgjørende kremen er i kontakt med huden. Det fuktige laget kjøler ned og lindrer huden, som igjen bidrar til å redusere kløe. Deretter påføres enda et tørt plagg slik at brukerens klær holdes tørre. Dette hindrer også brukeren i å klø hardt på huden og forårsake ytterligere skade.

Tørr "wrapping" er en lignende prosess som våt "wrapping". Først appliseres en mykgjørende krem på det berørte området, og dekkes deretter med et tørt lag Tubifast garments med TwoWay Stretch teknologi eller Tubifast tubulær bandasje.

Tubifast garments with TwoWay Stretch teknologi sortiment

Art. nr	Beskrivelse	Antall i eske	Antall i kartong
992007	Trøye med integrerte votter 6-24 mnd	1	30
992008	Trøye 2-5 år	1	30
992009	Trøye 5-8 år	1	30
992010	Trøye 8-11 år	1	30
992011	Trøye 11-14 år	1	30
992012	Strømpebukse 6-24 mnd	1	30
992013	Leggings 2-5 år	1	30
992014	Leggings 5-8 år	1	30
992015	Leggings 8-11 år	1	30
992016	Leggings 11-14 år	1	30
992017	Sokker one size	1	42
5922	Hansker barn extra small	1	42
5923	Hansker barn small	1	42
5921	Hansker barn medium-large/voksen small	1	42
5920	Hansker voksen medium/large	1	42