

Mepilex®

Absorberende myk silikonbandasje

Skumpute

- Absorberer sårsekret
- Fungerer under kompresjon
- Holder formen
- Former seg etter kroppen

Film bakside

- Pustende
- Vanntett



Safetac® teknologi

Safetac er en hefteteknologi som minimerer skade på såret og smerte for pasienten. Safetac teknologi finnes kun i bandasjer fra Mölnlycke, inkludert Mepilex® - familien, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning¹
- Hefter skånsomt til tørre overflater som hud, men ikke til fuktige sårflater²
- Minimerer risikoen for maserasjon ved å danne en barriere rundt sårkantene³
- Føyer seg etter hudens konturer



- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning^{1,2}
- Absorberer effektivt
- Kan brukes under kompresjon
- Minimerer risikoen for maserasjon³

Mepilex®


Mölnlycke®

Hvordan bruke Mepilex®



Rens sårområdet.
Fjern releasefilmen.



Mepilex bør overlape omkringliggende hud med minst 2 cm. Appliser den heftende siden mot såret. Ikke strekk.



Fiksér Mepilex med tape langs kantene eller annen fiksering.

Hva er Safetac teknologi?

Safetac er en unik produsenteid teknologi for skånsom men sikker fiksering med myk silikon. Safetac minimerer skade og smerte på såret og omkringliggende hud ved bandasjeskift.

Fordeler med Mepilex

- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning
- Kan ligge på såret i opptil flere dager, avhengig av sårets tilstand
- Minimerer risikoen for maserasjon
- Komfortabel i bruk
- Kan brukes under kompresjon
- Kan justeres og reappliseres uten at den mister hefteegenskapen
- Kan klippes til riktig størrelse

Mepilex er pakket i sterile enhetspakninger

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
294015	5 x 5	5	40
294100	10 x 10	5	70
294200	10 x 20	5	45
294300	15 x 15	5	25
294400	20 x 20	5	20
294500	20 x 50	2	12
Mepilex Heel			
288100	13 x 20	5	25
288300	15 x 22	5	30

Bruksområder

Mepilex egner seg til en rekke væskende sår som for eksempel legg- og fotsår, trykksår, traumatiske sår som hudavskrapninger og sekundærttilhelende sår.

NB!

Dersom det er kliniske tegn til infeksjon, kan bruken fortsette dersom man setter i verk infeksjonsbehandling.



Referanser: 1. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. 3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-100.

For mer informasjon, se www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70
The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac and Mepilex are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.