

Oslo 22/06 2015

Kjære kunde

### **Biogel – PPE sertifisering**

---

For å overholde de økte kravene for både MDD og PPE sertifisering for operasjonshansker, er Biogel operasjonshansker nå sertifisert i henhold til både MDD 93/42/EEC og PPE Directive 89/686/EEC.

De første produktene med bruksanvisning i transportkartongen er ventet å nå kunde i løpet av juli 2015. Du finner PPE piktogrammer på både enhetsforpakningen og på bruksanvisningen. Følgende piktogrammer brukes:



#### Motstand mot penetrasjon av mikroorganismer

Alle Biogel hansker er klassifisert som klasse 3 med en AQL på 0,65. Art.nr 823 Biogel M og Art.nr 429 Biogel Neoderm er ikke PPE sertifisert.



#### Motstand mot penetrasjon av kjemikalier

Biogel doble hansker i polykloropren (Art.nr 288; Biogel Skinsense Indicator) har passert standard test for kjemisk motstand.



#### Kjemisk motstand

Biogel hansker er testet for motstand mot gjennomtrenging av kjemikalier og cytostatika. Gjennombruddstid er tilgjengelig på forespørsel.

Art.nr 823 Biogel M og Art.nr 429 Biogel Neoderm er ikke PPE sertifisert.



#### Beskyttelse mot mekanisk risiko

Biogel doble hansker med synlig punksjonsindikasjonssystem er klassifisert som punksjons-motstandsdyktig på prestasjonsnivå 1.

(Art.nr 607 Biogel Eclipse Indicator, Art.nr 414 Biogel PI Indicator, Art.nr 288 Biogel Skinsense Indicator)

For mer informasjon ta kontakt med Tone Hustad, Produktspesialist Biogel, på tlf: 907 75 794 mail: [tone.hustad@molnlycke.com](mailto:tone.hustad@molnlycke.com)

Med vennlig hilsen  
Mölnlycke Health Care AS

A handwritten signature in blue ink that reads "Siri Husan".

Siri Husan  
Sales Support Manager  
Tlf.: 971 58 785, mail: [siri.husan@molnlycke.com](mailto:siri.husan@molnlycke.com)