





- Skulderlegg gir bevegelsesfrihet for overkroppen
- Ermene i frakken er posisjonert fremover, dette gir en naturlig og behagelig arbeidsstilling
- Lange ermer gir bevegelsesfrihet og reduserer risikoen for at hanskene sklir ned

## BARRIER® operasjonsfrakk – Fluid Protection Plus

- Lett, pustende materiale gir god komfort
- Mikroporer bekjemper svette, mens polyetylenfilm hindrer væskegjennomtrengning
- Ugjennomtrengelig for væske over det hele
- Ergonomisk passform som gir god komfort og bra bevegelsesfrihet
- Passer for inngrep med høyt væskeniivå
- Finnes i High Performance<sup>1</sup>

High Performance	Art.nr	Beskrivelse	Str	Lengde	Vidde	Eske/ Kartong
	670102	Operasjonsfrakk HP) to håndklær, innpakket	L	121 cm	154 cm	32/64
	670103	Operasjonsfrakk HP) to håndklær, innpakket	L-L	131 cm	154 cm	30/60
	670104	Operasjonsfrakk HP) to håndklær, innpakket	XL	132 cm	174 cm	28/56
	670105	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XL-L	145 cm	174 cm	28/56
	670107	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XXL-L	148 cm	184 cm	26/52
	670106	Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket	XXL-XL	161 cm	184 cm	28/56

HP = High Performance



<b>Frakkemateriale</b>	Bolen og ermene: Polyetylenfilm og polyester/polyetylen nonwoven.
<b>Produktklasse</b>	High performance frakker: European Standard EN 13795:2011 High Performance og ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3. <sup>1,2</sup>
<b>Innpakning</b>	Enkelpakkede frakker i dobbelt bokssystem sikrer beskyttelse mot støv, fukt og skade under transport og lagring. Vakumpakking optimaliserer håndtering og lagringsplass.
<b>Miljø</b>	Mölnlycke Health Care streber etter så lav påvirkning på miljøet som mulig uten at det går ut over produkteneffektivitet og sikkerhet.

#### Referanser

1. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels. 2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Finn ut mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo 22 70 63 70.

Mölnlycke Health Care og BARRIER® navn og logo er registrert globalt for Mölnlycke Health Care.  
© 2015. Mölnlycke Health Care AB. Forbeholdt alle rettigheter. NOSU0051507

