

BARRIER®

Engangsteppe i nonwoven



- Et nytt teppe for hver pasient
- Hvert enkelt teppe er pakket i plast for å beskytte mot støv og mikroorganismer
- Teppet har lavt fiberslipp
- Hjelper pasienten å beholde kroppstemperaturen
- Mykt og skånsomt mot huden



Engangsteppe i nonwoven



- BARRIER engangsteppe er ment brukt av pasienten før, under og etter operasjonen for å beskytte og for å holde varmen.
- BARRIER engangsteppe er godt egnet til forbrenning og avgir mye energi. Produktet er miljøvennlig og klassifisert i henhold til ISO 14001.

Varenr.	Beskrivelse	Farge	Størrelse (cm)	Antall i eske
629999	Nonwoven teppe	Hvit	130 x 190	20
629998	Nonwoven teppe	Hvit	130 x 95	40

Lag	Materiale
Innerst	Polypropylen
Midtre	Polyester
Ytterst	Polypropylen

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge. Tlf. 22 70 63 70.
Varemerkene, navnene og logoene som tilhører Mölnlycke er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i Mölnlycke Health Care-konsernet. © 2021. Mölnlycke Health Care AS. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU1262203