

BARRIER® Operasjonsfrakk Virus Protection Plus (VPP)

High-performance Virus Protection Plus (VPP) operasjonsfrakk er utviklet for å beskytte både helsepersonell og pasienter



Borrelås for justerbar
halslukking



Komfortable mansjetter



High-performance Virus Protection Plus (VPP) operasjonsfrakk er utviklet for å beskytte både helsepersonell og pasienter mot overføring av virus og andre mikroorganismer. VPP operasjonfrakk oppfyller AAMI nivå 4 krav for motstand mot virusgjennomtrengning.

- Designet for å gi virusbeskyttelse
- Pustende materiale
- Borrelås festet til nonwoven-materialet
- Motstandsdyktig mot blodgjennomtrengning
- Tilgjengelig i steril og usteril
- HP (høy ytelse) frakken oppfyller kravene i EN13795:2019
- Oppfyller kravene til ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 4

Bestillingsinformasjon

Art.nr.		Art.nr. i prosedyrepakker	Str.	Lengde	Bredde	Eske/kartong
Steril [2 håndklær, innpakket]	Usteril					
852400-00	952400-00	2325635-00	L	122	150	14/28
852401-00	952401-00	2325619-00	L - L	126	155	13/26
852402-00	952402-00	2325627-00	XL	130	168	13/26
852403-00	952403-00	2325588-00	XL - L	135	180	12/24
852404-00	952404-00	2325652-00	XXL - L	140	202	11/22
852405-00	952405-00	2325642-00	XXL - XL	155	208	11/22



Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS Postboks 6229 Etterstad, 0630 Oslo, Norge. Tlf: 22 70 63 70
Mölnlycke Varemerkene, navnene og logoene Mölnlycke Health Care og BARRIER® er registrert globalt av ett eller flere av selskapene til Mölnlycke Health Care-konsernet. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU1162108