

BARRIER® Operasjonsfrakk Primary Plus



Skulderlegg gir
bevegelsesfrihet for
overkroppen




Ergonomiske ermer
for komfort og
bevegelsesfrihet

- Ekstra plass for bevegelsesfrihet
- Borrelås festet på nonwoven-materialet


- Oppfyller EN 13795-1:2019
- Oppfyller AAMI 2 (SP)
- Oppfyller AAMI 3 (HP)

Standard performance




Steril 2 håndklær, innpakket	Steril	Usteril (prosedyrepakke)	Str.	Lengde	Bredde	Eske/ kartong
580200-00	580100-00	480100-00 (2325283-00)	L	119 cm	150 cm	20/40
580201-00	580101-00	480101-00 (2325269-00)	L-L	134 cm	150 cm	18/36
580202-00	580102-00	480102-00 (2325246-00)	XL	129 cm	170 cm	18/36
580203-00	580103-00	480103-00 (2325290-00)	XL-L	144 cm	170 cm	16/32
580204-00	580104-00	480104-00 (2325291-00)	XXL-L	145 cm	184 cm	16/32
580205-00	580105-00	480105-00 (2325284-00)	XXL-XL	157 cm	184 cm	16/32

High performance




Steril 2 håndklær, innpakket	Steril	Usteril (prosedyrepakke)	Str.	Lengde	Bredde	Eske/ kartong
590200-00	590100-00	490100-00 (2325247-00)	L	119 cm	150 cm	18/36
590201-00	590101-00	490101-00 (2325274-00)	L-L	134 cm	150 cm	16/32
590202-00	590102-00	490102-00 (2325248-00)	XL	129 cm	170 cm	16/32
590203-00	590103-00	490103-00 (2325292-00)	XL-L	144 cm	170 cm	14/28
590204-00	590104-00	490104-00 (2325237-00)	XXL-L	145 cm	184 cm	14/28
590205-00	590105-00	490105-00 (2325293-00)	XXL-XL	157 cm	184 cm	14/28



- Væsketett ermforsterkning minimerer risikoen for væskegjennomtrening
- Mykt materiale
- Væsketett frontforsterkning minimerer risikoen for væskegjennomtrening
- Forsterkning i front er pustende

Lengde: 119cm



Mål for størrelse L

Produktklassifisering

Standard performance operasjonsfrakker: Europeisk Standard EN 13795 Standard performance og ANSI/AAMI PB70 nivå 2. High performance operasjonsfrakker: European Standard EN 13795 High Performance og ANSI/AAMI PB70 nivå 3

Emballasje

Trelags forpakning, steril barriere, avdelingseske og transportkartong, bidrar til å redusere risikoen for kontaminering og skade under transport og lagring.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS Postboks 6229 Etterstad, 0630 Oslo, Norge. Tlf: 22 70 63 70 The Mölnlycke and BARRIER Mölnlycke Varemerkene, navnene og logoene Mölnlycke Health Care og BARRIER® er registrert globalt av ett eller flere av selskapene til Mölnlycke Health Care-konsernet. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU1172108

Ansvarlig produsent: Xuchang Zhengde Environstar Medical Products Co.,Ltd
Importert og distribuert av: Mölnlycke Health Care AB

