

# Mölnlycke® Pulsed Lavage\*

Truly customised orthopaedic solutions



Vårt engangs Mölnlycke® Pulsed Lavage system skyller effektivt i benvev og spyles vekk vevsrester ved protese kirurgi. Dette kan øke sikkerheten av sementeringen, styrke protese festet og redusere revisjonsraten. Mölnlycke® Pulsed Lavage fungerer også effektivt for rengjøring av sår, for å fjerne smuss, nekrotisk vev og annet.

## Tilgjengelig i to ulike versjoner

- AC Adapter: en miljøvennlig versjon der du slipper å bruke alkaliske bakterier. Engangshåndtak og gjenbrukbar AC-Adapter (strømkilde)
- Batteridrevet: en fleksibel og mobil versjon med batteripakke integrert i håndtak, for rask og enkel fjerning av batteriet.

## Alt inkludert betyr ingen skjulte kostnader

- Ergonomisk og komfortabelt håndtak
- Kort spyletupp med sprutskjerm
- Lang spyletupp til femur
- Integrert sug- og spyledel
- Rensebørste for å fjerne tilstopping i femur

## Enkeltpakket eller inkludert i Mölnlycke® prosedyrepakker

- Inkluder Pulsed Lavage i tilpassede prosedyrepakker for økt effektivitet
- For hofterevisjoner har vi en dedikert tupp til å håndtere små ben- og sementbiter.
- Fås også som sterilt enkeltpakket produkt

## Filtrert revisjons tupp

- For hofterevisjoner har vi en dedikert tupp til å håndtere små ben- og sementbiter.

\* Pulsed Lavage's juridiske produsenten er Kaiser Medical Technology.

## Mölnlycke® Pulsed Lavage – Sterile, enkeltpaket

Art. nr.	Beskrivelse
9750000	Pulsed Lavage System, AC ledning
9750001	Pulsed Lavage System, batteridrevet
9752000	AC adapter (AC100~240V), Europa
9751000	Femurbørste
9751001	Kort tupp 30 mm
9751002	Femurtupp
9751003	Revisjonstupp




AC Versjon



Batteridrevet



AC Adapter



Femurbørste



Revisjonstupp

## Mölnlycke® Pulsed Lavage – tilgjengelig i prosedyrepakker


Art. nr.	Beskrivelse
2322130-00	Pulsed Lavage System, AC ledning
2324050-00	Pulsed Lavage System, batteridrevet
2320481-00	Femurbørste



AC Versjon



Batteridrevet



Femurbørste

Finn ut mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6227 Etterstad 0603 Oslo. Tlf: +47 22 70 63 70

Varemerkene, navnene og logoene til Mölnlycke® er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care© 2016.

Mölnlycke Health Care AB. Forbeholdt alle rettigheter: NÖSU0782001