



Mölnlycke® Pulsed Lavage

Vår engangs Mölnlycke® Pulsed Lavage system skyller effektivt i benvev og spyer vekk vevsrester ved protesekirurgi. Dette kan øke sikkerheten av sementeringen, styrke proteseestet og redusere revisjonsraten. Dette fungerer også effektivt for rengjøring av sår, for å fjerne smuss, nekrotisk vev og annet.

Tilgjengelig i to ulike versjoner

- **AC adapter:** en miljøvennlig versjon der du slipper å bruke alkaliske bakterier. Engangshåndtak og gjenbrukbar AC-adapter (strømkilde).
- **Batteridrevet:** en fleksibel og mobil versjon med batteripakke integrert i håndtaket, for rask og enkel fjerning av batteriet.

Alt inkludert betyr ingen skjulte kostnader

- Ergonomisk og komfortabelt håndtak
- Kort spyletupp med sprutskjerm
- Lang spyletupp til femur
- Integrert sug- og spyledel
- Rensebørste for å fjerne tilstopping i femur

Enkeltpakket eller inkludert i Mölnlycke prosedyrepakker

- Inkluder Pulsed Lavage i tilpassede prosedyrepakker for økt effektivitet
- Fås også som sterilt enkeltpakket produkt



Strømdrevet*



Batteridrevet

Bestillingsinformasjon

Art. nr.	Beskrivelse
9750000	Pulsed Lavage system, AC-ledning
9750001	Pulsed Lavage system, batteridrevet
9751000	Coaxial Canal Brush Tip**
9752000	AC Power Supply (AC100~240V)



Strømkilde



Coaxial Canal Brush Tip

* AC versjon er tilgjengelig i prosedyrepakker. Batteridrevet versjon blir snart tilgjengelig i prosedyrepakker.

** Coaxial canal brush tip er tilgjengelig både som steril enkeltpakket og inkludert i prosedyrepakker.

Finn ut mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6227 Etterstad 0603 Oslo. Tlf: +47 22 70 63 70

Varemerkene, navnene og logoene til Mölnlycke® er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care© 2016. Mölnlycke Health Care AB. Forbeholdt alle rettigheter. NOSU0201705

Mölnlycke®