



Mepilex® Border Flex

Effektiv absorberende alt-i-ett bandasje

Mepilex® Border Flex er en selvheftende, absorberende bandasje som opprettholder et fuktig sårmiljø. Den vanntette overflaten beskytter såret mot smuss og bakterier.

Bandasjer skal ikke gjøre skade ved fjerning, noe det er bevist at bandasjer med Safetac® hefteteknologi med myk silikon ikke gjør. Safetac sårkontaktlag minimerer smerte for brukeren og skade på såret og omkringliggende hud ved bandasjeskift^{1,2,3}.


Mepilex® Border Flex


Mölnlycke®

Informasjon og tips!


Bandasjen er designet for å kunne ligge på i syv dager. Hver gang den skiftes eller åpnes for inspeksjon, utsettes såret for forurensing og risiko for infeksjon. Så la bandasjen ligge, ikke skift eller åpne den uten at dette er blitt anbefalt av helsepersonell!

Besøk www.molnlycke.no/brukerveiledning for å se hvordan du steller såret ditt.



Når må du skifte bandasjen?

Bandasjen trenger ikke skiftes, den er ikke full ennå.



På tide å skifte. Sårvesken nærmer seg alle kantene av bandasjen.



Bandasjen kan ligge på i opptil syv dager

Mepilex® Border Flex består av fem lag



Bandasjen har fem ulike lag slik at den fungerer optimalt - du kan trygt la den ligge på lenger

✓ **Om såret væsker** så mye at bandasjen blir mettet, kontakt helsepersonell for veiledning.

✓ **Når du tar på deg klær,** vær forsiktig så bandasjen ikke ruller av.

✓ **Du kan trygt dusje med bandasjen på,** men unngå direkte sprut på bandasjen. Ikke ta et bad eller svømmetur.

✓ **Du trenger ikke bekymre deg for smerte ved bandasjeskift.** Bandasjen er designet for å minimere smerte ved fjerning. Det trengs ingen spesiell teknikk, begynn i et hjørne og dra den av.

Egne notater:



7,5 × 7,5 cm	☐
10 × 10 cm	☐
12,5 × 12,5 cm	☐
15 × 15 cm	☐
15 × 20 cm	☐
10 × 20 cm	☐
10 × 25 cm	☐
10 × 30 cm	☐
Oval 13 × 16 cm	☐
Oval 15 × 19 cm	☐
Oval 7,8 × 10 cm	☐



Referanser:

1. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 2.16. Woo, K., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing foam dressings Advances in Skin and Wound Care 2009;22(7):304-310. 3. Meaume S. et al. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003. 4. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Estimate of spreading area using dot pattern on backing film. Report no. PD-528872. Data on file. 5. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Conformability PD-528870. Data on file. 6. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex-Bacteria encapsulation. Report no. PD-537072. Data on file. 7. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Spreading layer PD-528874. Data on file. 8. Mölnlycke Health Care. Product Manual – Maintained dressing profile. Report no. 525458. Data on file

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70.
The Mölnlycke, Mepilex and Safetac trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC2052101

