

Mepilex® Border Sacrum og Mepilex® Border Heel

Optimal hefting og beskyttelse av sakralområdet¹


Mepilex®
Border
Sacrum




Bandasjens utforming dekker høyrisikoområdene¹

Hånderingsfliker viser hvor man skal holde når man delvis fjerner bandasjen ved inspeksjon

Unik og beskyttende 5-lags konstruksjon



Forbedret og kraftigere bandasjekanter forenkler håndteringen¹



Mepilex®
Border
Heel

Dekker og beskytter malleolen medialt og lateralt¹

Samme gode produkt:

- ✓ Samme 5-lags konstruksjon
- ✓ Samme materiale
- ✓ Samme heftemiddel
- ✓ Samme beskyttende bandasjeform
- ✓ Samme trykksår-forebyggende dokumentasjon



Forbedrede brukeregenskaper:

- ✓ Hånderingsfliker
- ✓ Sikker forsegling ved setefuren på sacrum-versjonen
- ✓ Kraftigere kant for enklere håndtering¹
- ✓ Optimal utforming for å dekke høyrisikoområder¹

Hva våre brukere sier

Opptil 28 % høyere helhetsinntrykk på brukervennlighet for Mepilex Border Sacrum sammenlignet med andre tilgjengelige bandasjer¹



Opptil 65 % høyere helhetsinntrykk på brukervennlighet for Mepilex Border Heel sammenlignet med andre tilgjengelige bandasjer¹



Fordeler

- ✓ Håndteringsfliker for enklere inspeksjon
- ✓ Kraftigere kanter for bedre håndtering og sikrere hefting
- ✓ Selvheftende – sekundær fiksering ikke nødvendig
- ✓ Minimerer skade og smerte ved bandasjeskift²⁻⁴
- ✓ Kan ligge på såret i flere dager
- ✓ Kan justeres uten å miste hefteegenskapene

Forebygging


Ved forebyggende behandling har Mepilex® Border Heel og Mepilex® Border Sacrum vist å beskytte huden mot skader forårsaket av trykk, forskyvning og mikroklima⁵. Laget med Safetac® silikonteknologi beskytter huden ved å sikre optimal plassering av bandasjen og begrense friksjon og forskyvning mot pasientens hud². Safetac®- laget gjør det mulig å reapplisere bandasjen etter inspeksjon av huden.

Pass på at bandasjen blir applisert riktig. Se veiledning i applikasjonsguide.



Behandling

Ved bruk i behandlingen av sår, absorberer og holder Mepilex® Border Heel og Mepilex® Border Sacrum effektivt på sårvæsken³ og opprettholder et fuktig sårmiljø. Safetac® forseglar sårkantene og forhindrer sårvæske i å lekke ut på omkringliggende hud. Dermed minimeres risikoen for maserasjon⁶. Safetac®- laget gjør at bandasjen kan skiftes uten å skade såret eller omkringliggende hud,¹ eller utsette pasienten for ytterligere smerte³.



Applikasjonsguide.

Mepilex® Border Sacrum sortiment

Artikkelnr.	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
282050	16 x 20 cm	5	40
282450	22 x 25 cm	5	30

Sterile enhetspakninger

Mepilex® Border Heel sortiment

Artikkelnr.	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
282750	22 x 23 cm	6	30

Sterile enhetspakninger

Referanser: 1 Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care [GMCS-2017-058] 2017. 2. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005. 3. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008, Vol 4, No 1. 4. Dykes et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care February, Vol 10, No 2. 2001. 5. Black J. et al. Consensus statement: Global evidence based practice recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ulcer prevention protocols - August 2012. 6. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008

www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70.
The Mölnlycke and Mepilex trademarks, names and logo types are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. Distributed by Mölnlycke Health Care US, LLC, Norcross, Georgia 30092. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC0391909


Mölnlycke®